

6

日常の保守・

点検

日常の保守・点検について説明します。装置を常に最良の状態でお使いいただくために大切な項目です。

6.1 漏電遮断器の動作テスト

本器では、漏電遮断器を主電源スイッチとして使用しています。ここでは、漏電遮断器としての機能を確認します。

1ヶ月に1回または長期連続運転開始前に、漏電遮断器の動作をテストしてください。

- 一次側電源および主電源スイッチがONの状態で、テストボタンを軽く押してください。主電源スイッチのレバーが動作（トリップ）すれば正常です。
動作しない場合は、異常がありますので、お買い上げ代行店またはエスペックエンジニアリング株式会社にご連絡ください。

- レバーが動作した状態では、レバーはONとOFFの中間位置に止まっています。電源を入れるときは、一旦レバーをOFF側に倒してから、ONにしてください。




図6.1 漏電遮断器の動作テスト

6.2 溫度過昇防止器の動作テスト

運転開始前に、温度過昇防止器の動作をテストしておきます。

- ① 溫度過昇防止器の設定を器内温度以下にします。




図6.2 溫度過昇防止器の動作テスト

- ② 溫度過昇防止器の機能が正常な場合、アラームが発生し、異常表示灯とブザーで異常を知らせます。アラームが発生しない場合は、異常がありますので、お買い上げ代行店またはエスペックエンジニアリング株式会社にご連絡ください。



- ③ アラームを解除するには、一度 (電源) キーを押し電源を切ってから、温度過昇防止器の設定を元の値に戻します。

・ 温度過昇動作時は、設定器の表示部は、全桁点滅します。

6.3 器内の清掃

運転終了後、柔らかい布で器内の汚れを拭きとってください。

6.4 配電室内の清掃

配電室は換気を行っていますので、ホコリがたまりやすく、ホコリの堆積によって漏電や接触不良をおこす場合があります。2～3ヶ月に一度、掃除機などで清掃してください。

6.5 排気ダクト内の清掃

⚠ 必ず実施	
⚠ 注意	• 排気ダクト（弊社取り付けのダクトまたは貴社にて取り付けられたダクト）内の清掃を2～3ヶ月に一度必ず実施してください。 排気ダクト内で、空気中のゴミや試料から発生するベーパがスラッジとして堆積した場合、排気による熱風で発火する恐れがあります。

6.6 送風機軸受部へのグリスアップ

一年に一回行なってください。

補充用のグリスは、軸受部に装置しているグリスカップに8年分相当の量が封入されています。

軸受部へのグリスの注入は、機器の運転を停止して配電室扉を取りはずし、手で送風機を回転させながら、ゆっくりとグリスカップのキャップを右方向（時計方向）へ約2回転してください。

グリスの注入量が多いと、過充填となり、ベアリングの発熱や焼付の原因になることがあります。キャップを回し過ぎないように注意してください。

使用グリス： スーパーループル（油研工業製）

6.7 送風機部Vベルトの点検

配電室の清掃時に同時に点検を行なってください。

ベルトの中心を親指で抑え、3cm以上のゆるみがあれば電動機を下に下げてベルトを張ってください。それでも調整できないときは交換してください。

使用ベルト： A型 23番 (JIS K 6323)




図6.3 Vベルトの点検

7

故障とその処置

この装置には、主な故障について自己診断を行い、故障内容をディスプレイに表示し、ブザーで故障を知らせる機能があります。これをアラームと呼びます。アラームとそれ以外の故障について、故障の原因およびその処置を説明します。

なお、次の場合は、お買い上げ代行店またはエスペックエンジニアリング株式会社までご連絡ください。

- ・処置しても装置が正常に動作しない時
- ・本文中「サービスコール」と書かれた故障の時

7.1 アラームで表示される故障

アラームが発生したときには、次のようにして処置をしてください。

- ① アラーム内容がディスプレイに表示されます。



- ② アラーム一覧表から、表示されたアラーム番号に該当する処置をしてください。
- ③ アラームをリセットします。コントローラの（電源）キーを押してください。
- ④ 運転を再開するときは、（電源）キーを押してください。

・AL-1、AL-9については、③、④の操作は不要です。アラームの原因を取り除けば、自動的にリセットされます。
ただし、AL-9は画面表示が残りますので、（電源）キー以外のキーを押して表示を消してください。

表7.1 アラーム一覧表

ディスプレイ表示	項目	故障内容	推定原因	処置
AL00	バーンアウト	温度検出端の異常	温度センサの接続不良	センサを正しく接続する
AL01	自動温度過昇	器内温度が(設定温度+10)℃になった	試料の発熱量が大きい	試料の発熱量を減らす
			換気量が少なすぎる	ダンパを開ける
			設定温度が低い	(室温+20)℃以上に設定する
AL02	上限温度警報	上限温度警報の設定値より器内温度が高くなかった	上限温度警報の設定が低い	上限温度警報の設定を変更する
			試料の発熱量が大きい	試料の発熱量を減らす
AL03	下限温度警報	下限温度警報の設定値より器内温度が低くなかった	下限温度警報の設定が高い	下限温度警報の設定を変更する
			換気量が多すぎる	ダンパを閉じる
AL06	温度過昇防止器	温度過昇防止器が動作した (設定器表示部、全桁点滅する)	温度過昇防止器の設定が低い	温度過昇防止器の設定を高くする
		温度過昇防止器用温度検出端の異常 (設定器表示部、バーンアウト表示“---”する)	試料の発熱量が大きい	試料の発熱量を減らす
	サーフィットプロテクタ	サーフィットプロテクタが動作した	温度過昇防止器用温度センサの接続不良	センサを正しく接続する
	温度ヒューズ	温度ヒューズが溶断した	加熱系回路の短絡あるいは過電流	サービスコール
AL07	配電室温度スイッチ	配電室温度スイッチが動作した	配電室冷却ファンの故障	サービスコール
	送風機過負荷継電器	送風機過負荷継電器がトリップ	送風機のシャフトロック	
	ベルト破断検出スイッチ (遠心力スイッチ)	ベルト破断検出スイッチが動作した	Vベルトの破断	Vベルトの調整または交換
AL08	時間設定	プログラム運転の時間設定が0:00時間	時間設定値が適切でない	時間設定を入力する
	温度設定	プログラム運転の各ステップの温度設定値が上下限警報設定値を越えている	温度設定値または上下限警報設定値が適切でない	温度設定値または上下限警報設定値を変更する
E1	メモリーエラー	内部メモリーの異常	内部メモリーの異常	サービスコール
E2	メモリーエラー	外部メモリーの異常	外部メモリーの異常	サービスコール
2	CPUの異常	CPUの暴走	ノイズによる誤動作	電源環境を改善する

7.2 その他の故障

装置が自己診断できない故障、また故障と勘違いしやすい操作ミスについて説明します。ただし、一部のオプション機器が装備されているときには、異常がなくとも表7.2の故障内容に書かれた状態になることがあります。詳細は、お買い上げ代行店またはエスペックエンジニアリング株式会社にご連絡ください。

表7.2 その他の故障

故障内容	推定原因	処置	参照
〔電源〕キーを押してもディスプレイが点灯しない	一次側電源が入っていない	一次側電源を入れる	—
	主電源スイッチが入っていない	主電源スイッチを入れる	4.6項
	ヒューズが切れている	ヒューズを交換する	7.3項
設定値の変更ができない	キーロックの状態になっている	キーロックを解除する	2.3項
温度上昇（低下）時間が長い	試料の熱負荷が大きい	試料を少なくする	4.3項
	周囲温度が低すぎる（高すぎる）	周囲温度を高くする（低くする）	—
	ダンパが開いている（閉じている）	ダンパを閉じる（開ける）	5.1項
温度分布が悪い	器内の風の流れが悪い	風の流れをよくする	4.3項
	試料からの発熱が大きい	発熱を小さくする	—
	換気量が多すぎる	ダンパ開度を小さくする	—
温度が不安定になる	換気量が多すぎる	ダンパ開度を小さくする	—
	周囲温度が1時間に5℃以上の変化がある	周囲温度の変化が安定してから運転を再開する	—
	発熱の大きな試料の電源が入ったり切れたりしている	発熱を小さくする	—
温度が日々に設定温度より高くなる	試料の発熱が大きい	試料の発熱を小さくする	—
異臭や煙が出る	設置直後は、高温で内槽表面が焼け異臭や煙の出ることがあります	故障ではありませんので、そのままご使用ください	—

7.3 ヒューズの交換

ヒューズが切れたときは、次の手順で交換します。付属品のヒューズをご用意ください。

- ① 主電源スイッチを切ってください。
- ② 配電室扉を開けてください。
- ③ ヒューズを取り外して、切れているかどうか確認してください。
- ④ ヒューズが切れていれば新しいものと交換します。

・ヒューズを交換しても、すぐ切れるときは、お買い上げ代行店またはエスペックエンジニアリング株式会社にご連絡ください。