


ISO/IEC17025認定(国際MRA対応) 環境試験器校正のご案内

ワンストップテストングを実現する国際規格ISO/IEC17025 認定校正

自動車及び自動車部品の世界流通が拡大し、国毎に異なる自動車基準を国際的に調和することや、輸出入国あるいは地域間で互いに認め合う認証の相互承認を導入することの必要性が高まっています。

その相互承認を推進するため、自動車産業ではIATF16949品質マネジメントシステムへの適合を求められることが増えており、試験に用いる環境試験器はISO/IEC17025に適合した認定事業者により校正される必要性が高まっています。



認定校正範囲を拡大

エスペックはJAB(公益財団法人 日本適合性認定協会)から温度試験槽、温湿度試験槽の校正機関として、ISO/IEC 17025に基づく校正を行う能力を有していることを認定されています。

お客様の環境試験器をISO/IEC 17025 認定校正(国際MRA対応)することができます。

| | |
|----------|--|
| 認定 範囲 | <ul style="list-style-type: none"> 温度: <槽中央 1点> - 80 ~ 700℃ 湿度: <槽中央 1点共通> 5 ~ 90% rh (10 ~ 85℃) ※一部低温低湿度領域を除く |
|----------|--|

※分布、偏差等は性能確認試験として別途対応いたします

国際的に通用する校正証明書

国際MRA対応の認定事業者であるエスペックの発行する校正証明書は、国内のみならず、海外でも受入れ可能です。(英文可)
またJTM(日本試験機工業会)規格に準じた校正を実施します。

<準拠している規格>

JTM K 12

環境試験器メーカーとして、点検調整から 校正証明書発行まで、一貫してサポートします

装置を熟知したメーカーのサービスマンが校正前に点検することで、装置不良によるムダな校正が防げます。

また、不具合時には、的確に対応します。(オプション)

他社製環境試験器の校正も行っておりますので、環境試験器の一括校正管理が可能です。

エスペック株式会社 <http://www.espec.co.jp/>

530-8550 大阪市北区天神橋 3-5-6

●エスペック製品や技術に関するお問い合わせは

カスタマーサポートデスク 0120-701-678