

パーフェクトオープン

Q:アスベストの含有の有無、使用部位、種類、使用量を教えてください。

A:以下の通りです。

型式	アスベスト有無	使用部位(有の場合)	種類	概算使用量(g)	非アスベスト素材への変更時期
PH-101, PHH-101 PH-201, PHH-201 PH-301, PHH-301 PH-401, PHH-401	有	①OP:ケーブル孔の断熱リング	①クリソタイル(白)	① 10	①2002年10月

【表の見方】

OP:オプションです。装備時のみ該当します。

【ご注意】

1. 通常の使用時には、飛散する可能性は低いです。
2. 上記の情報は標準品について2019年10月現在、判明している情報です。特殊仕様など製品によって当てはまらない場合があります。

【使用位置図】

