

ラボオープン

Q:アスベストの含有の有無、使用部位、種類、使用量を教えてください。

A:以下の通りです。

型式	アスベスト有無	使用部位(有の場合)	種類	概算使用量(g)	非アスベスト素材への変更時期
LP-101 LP-201	有	①ケーブル孔の断熱リング(背面φ50mm)	①クリソタイル(白)	① 50	①2002年10月

【ご注意】

1. 通常の使用時には、飛散する可能性は低いです。
2. 上記の情報は標準品について、2010年12月現在、判明している情報です。特殊仕様など製品によって当てはまらない場合があります。

[使用位置図]

