

真空オーブン

Q:アスベストの含有の有無、使用部位、種類、使用量を教えてください。

A:以下の通りです。

型式	アスベスト有無	使用部位(有の場合)	種類	概算使用量(g)	ノンアスベストへの変更時期
VAC-100PR, VAC-200PR, VAC-300PR	有	①真空ポンプのパッキン(ベーン) ②真空配管ワンダーチューブのパッキン(真空ポンプ用) ③OP:真空配管ワンダーチューブのパッキン(ピラニ真空計用) ④OP:真空配管ワンダーチューブのパッキン(真空ポンプ排気ポート) ⑤OP:真空配管ワンダーチューブのパッキン(コールドトラップ)	①不明 ②クリソタイル(白) ③クリソタイル(白) ④クリソタイル(白) ⑤クリソタイル(白)	① - ② - ③ - ④ - ⑤ -	①2004年 ②2003年 ③2003年 ④2003年 ⑤2003年

【表の見方】

- ・OP:オプションです。装備時のみ該当します。
- ・概算使用量『-』:使用量は不明です。

【ご注意】

1. 通常の使用時には、飛散する可能性は低いです。
2. 上記の情報は標準品について、2012年6月現在、判明している情報です。特殊仕様など製品によって当てはまらない場合があります。