

大型乾燥器

Q: アスベストの含有の有無、使用部位、種類、使用量を教えてください。

A: 以下の通りです。

型式	アスベスト有無	使用部位(有の場合)	種類	概算使用量(g)	変更時期
LKS-1 LKS-2 LKS-3 LKS-4 HLKS-1 HLKS-2 HLKS-3 HLKS-4	有	①内槽底部下 ②本体間口 ③ヒーターユニット断熱板	①- ②- ③-	①- ②- ③-	
LKS-3A LKS-4A HLKS-3A HLKS-4A	有	①内槽底部下 ②本体間口 ③ヒーターユニット断熱板 ④OP: 観測窓 ⑤OP: ケーブル孔の断熱リング	①クリソタイル(白) ②クリソタイル(白) ③アモサイト(茶)、 クリソタイル(白) ④クリソタイル(白) アモサイト(茶) ⑤クリソタイル(白)	①- ②- ③- ④- ⑤-	①1991年 2月 ②1991年 2月 ③1997年 7月 ④2002年 8月 ⑤2003年 4月
LKS-3B LKS-4B HLKS-3B HLKS-4B	有	①OP: ケーブル孔の断熱リング	①クリソタイル(白)	①-	①2003年 4月
LKS-3C LKS-4C HLKS-3C HLKS-4C	無				


【表の見方】

- ・OP: オプションです。装備時のみ該当します。
- ・概算使用量「-」: 使用量は不明です。

【ご注意】

1. 通常の使用時には、飛散する可能性は低いです。
2. ※商品名「リフレックス」、「アスベストヤーンロープ」につきましては、廃棄時に多少石綿粉じんが飛散しやすい製品であることから、部材メーカーの見解として石綿含有産業廃棄物に準じた処理が望ましいとしています。
3. 上記の情報は標準品について、2010年12月現在、判明している情報です。特殊仕様など製品によって当てはまらない場合があります。

[使用位置図] (H)LKS-1, (H) LKS-2, (H)LKS-3, (H)LKS-4, (H)LKS-3A, (H)LKS-4A



[使用位置図] (H)LKS-3B, (H)LKS-4B

大型乾燥器 (H)LKS-3B, 4B

