

ワークオペレーション型低温恒温器

Q: 圧縮機の原動機の定格出力、フロン(冷媒)の種類と充填量を教えてください。

【型式】WT-200, WT-201, WU-200

A: 次の通りです。

種類 型式	圧縮機の原動機の 定格出力(kW)	フロン(冷媒)		変更時期
		種類	充填量(kg)	
WT-200	1.5	R22	1.3	1999年5月以前
WT-200	1.5	R404A	1.3	1999年6月(SERIAL:61000131)より 販売終了まで
WT-201	1.5	R404A	1.2	販売開始から販売終了まで
WU-200	1.5	R22	1.3	1999年5月以前
WU-200	1.5	R404A	1.2	1999年6月(SERIAL:61000131)より 販売終了まで

【注意】 特殊仕様、改造を伴わない標準品のデータです。