

ハイパワー恒温(恒湿)器 ARシリーズ

さらにラインアップ数が増えました


28 + ^{NEW}4 =
ラインアップ増

ARシリーズ

32 器種

7サイズ、温度変化速度
(4°C/分～18°C/分)から選べます。

優れた温度変化性能を誇る製品ラインアップ



仕様

型 式		ARS-0680-15	ARS-1100-10	ARG-0680-15	ARG-1100-10
温度性能 ※1	温度範囲	-70~+180℃			
	温度変化速度	-45℃ ⇄ +155℃での平均			
	許容発熱負荷	15℃/分	10℃/分	15℃/分	10℃/分
湿度性能 ※1	温湿度範囲	+10~+95℃/10~98%rh			
	許容発熱負荷	9500W (槽内温度:+20℃)			
内容積		680L	1100L	680L	1100L
内法 (W×H×Dmm)※2		850×1000×800	1100×1000×1000	850×1000×800	1100×1000×1000
外法 (W×H×Dmm)※2		1050×1955×2255	1300×1955×2455	1050×1955×2255	1300×1955×2455

※1 温度槽はJIS C60068-3-5:2006、JTM K07:2007、湿度槽はJIS C60068-3-6:2008、JTM K09:2009に基づき、外圍温度+23℃、相対湿度65±20%rh、冷凍機冷却水温+25℃、定格電圧、無試料の場合。

※2 突起部を含みません。

特長

01


IEC60068-2-14Nb/2-30/2-38に適合

温度サイクル試験と温湿度サイクル試験の両立。

02

幅広い温湿度範囲


-70~+180℃(オプション:+200℃にも対応)を制御でき、95℃/98%rhや65℃/10%rhなど幅広い湿度範囲をカバー。



03

試料アクセスが容易

両サイドにケーブル孔を標準装備。また、扉に挟み込むように配線できる扉ノッチ(オプション)をご用意。



エスペック株式会社 <https://www.espec.co.jp/>

530-8550 大阪市北区天神橋 3-5-6

●エスペック製品や技術に関するお問い合わせは

カスタマーサポートデスク 0120-701-678

●製品の改良・改善のため、仕様および外観、その他を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

●2019年度グッドデザイン賞受賞:ARS/ARG-0680-5、ARS/ARG-1100-5

LEAF No.20200607 Kisha7B02L03 (2020年6月現在)