

プラチナスJシリーズ

ご希望の機種(型式)、オプションの□にチェックを入れ、見積依頼などにご利用ください。

型式： ● 装置購入時にのみ装備が可能 ○ 装置購入後にも装備が可能

| カタログ掲載ページ | オプション名                            | <input type="checkbox"/> | PR              | PL              | PL-ECO                | PSL    | PDR/PDL | PCR | PHP | PU              | PU-ECO                | PG     |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------|---------|-----|-----|-----------------|-----------------------|--------|
| P.27      | 電源電圧<br>(AC220V/AC380V/AC400V)    | <input type="checkbox"/> | ●               | ●               | ●<br>AC220V<br>AC380V | ●      | ●       | ●   | ●   | ●               | ●<br>AC220V<br>AC380V | ●      |
| P.27      | 電源ケーブル                            | <input type="checkbox"/> | ●               | ●               | ●                     | ●      | ●       | ●   | ●   | ●               | ●                     | ●      |
| P.27      | 電源プラグ<br>(AC200V仕様のみ)             | <input type="checkbox"/> | ●               | ●               | ●                     | ●      | ●       | ●   | ●   | ●               | ●                     | ●      |
| P.27      | 搬入時高さ対策<br>(4型のみ)                 | <input type="checkbox"/> | ●               | ●               | ●                     | ●      | ●       | —   | ●   | ●               | ●                     | ●      |
| P.27      | 100Vコンセント<br>(AC200V仕様のみ)         | <input type="checkbox"/> | ●               | ●               | ●                     | ●      | ●       | ●   | ●   | ●               | ●                     | ●      |
| P.27      | 冷凍回路水冷方式                          | <input type="checkbox"/> | ●<br>3型、4型<br>* | ●<br>3型、4型<br>* | ●<br>3型、4型<br>*       | ●<br>* | —       | ●   | —   | ●<br>3型、4型<br>* | ●<br>3型、4型<br>*       | ●<br>* |
| P.27      | アッセンブルホース                         | <input type="checkbox"/> | ○               | ○               | ○                     | ○      | ○       | ○   | ○   | —               | —                     | —      |
| P.27      | 連続給水                              | <input type="checkbox"/> | ○               | ○               | ○                     | ○      | ○       | ○   | ○   | —               | —                     | —      |
| P.28      | 純水製造装置                            | <input type="checkbox"/> | ○               | ○               | ○                     | ○      | ○       | ○   | ○   | —               | —                     | —      |
| P.28      | 純水再生ECOユニット                       | <input type="checkbox"/> | ○               | ○               | ○                     | ○      | ○       | ○   | ○   | —               | —                     | —      |
| P.28      | 給水タンク追加                           | <input type="checkbox"/> | ○               | ○               | ○                     | ○      | ○       | ○   | ○   | —               | —                     | —      |
| P.28      | 補給用給水タンク                          | <input type="checkbox"/> | ○               | ○               | ○                     | ○      | ○       | ○   | ○   | —               | —                     | —      |
| P.29      | 棚板/棚受 ステンレス製                      | <input type="checkbox"/> | ○               | ○               | ○                     | ○      | ○       | ○   | ○   | ○               | ○                     | ○      |
| P.29      | 棚板 鉄線製・樹脂コーティング                   | <input type="checkbox"/> | —               | —               | —                     | —      | —       | —   | —   | ○               | ○                     | ○      |
| P.29      | 重量物用棚板 30kg仕様<br>(1型～3型)          | <input type="checkbox"/> | ○               | ○               | ○                     | ○      | —       | —   | ○   | ○               | ○                     | ○      |
| P.29      | 重量物用棚板 50kg仕様<br>※本体補強済の場合、追加装備可能 | <input type="checkbox"/> | ○               | ○               | ○                     | ○      | —       | —   | ○   | ○               | ○                     | ○      |
| P.29      | 重量物用棚板 80kg仕様<br>(4型のみ)           | <input type="checkbox"/> | ●               | ●               | —                     | ●      | —       | —   | —   | ●               | —                     | ●      |
| P.29      | 重量物用棚板 100kg仕様<br>(4型のみ)          | <input type="checkbox"/> | ●               | ●               | —                     | ●      | —       | —   | ●   | ●               | —                     | ●      |
| P.29      | 試料カゴ                              | <input type="checkbox"/> | ○               | ○               | ○                     | ○      | ○       | ○   | ○   | ○               | ○                     | ○      |
| P.30      | 槽内床面補強 100kg仕様                    | <input type="checkbox"/> | ○               | ○               | —                     | ○      | —       | —   | ○   | ○               | —                     | ○      |
| P.30      | 槽内床面補強 200kg/300kg仕様              | <input type="checkbox"/> | ●               | ●               | —                     | ●      | —       | —   | ●   | ●               | —                     | ●      |
| P.30      | 風速低減ボックス                          | <input type="checkbox"/> | ○               | ○               | —                     | ○      | —       | —   | ○   | ○               | —                     | ○      |

\* 低GWP冷媒をご希望の場合は、ご相談ください。

プラチナスJシリーズ

ご希望の機種(型式)、オプションの□にチェックを入れ、見積依頼などにご利用ください。

型 式： ● 装置購入時にのみ装備が可能 ○ 装置購入後にも装備が可能

| カタログ<br>掲載<br>ページ | オプション名             | <input type="checkbox"/> | PR                       |   |   |   | PL<br>PL-ECO |   |   |   | PSL |   | PDR/<br>PDL |   | P<br>C<br>R | PHP |   |   |   | PU<br>PU-ECO |   |   |   | PG |   |
|-------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|---|--------------|---|---|---|-----|---|-------------|---|-------------|-----|---|---|---|--------------|---|---|---|----|---|
|                   |                    |                          | 1                        | 2 | 3 | 4 | 1            | 2 | 3 | 4 | 2   | 4 | 3           | 4 | 3           | 2   | 3 | 4 | 1 | 2            | 3 | 4 | 2 | 4  |   |
| P.30              | ケーブル孔 (キャップ、ゴム栓付き) |                          |                          |   |   |   |              |   |   |   |     |   |             |   |             |     |   |   |   |              |   |   |   |    |   |
|                   | 右                  | φ50mm                    | <input type="checkbox"/> | — | ● | ● | ●            | — | ● | ● | ●   | ● | ●           | ● | —           | ●   | ● | ● | — | ●            | ● | ● | ● | ●  | ● |
|                   |                    | φ50mm 制御盤内               | <input type="checkbox"/> | — | ● | ● | ●            | — | ● | ● | ●   | ● | ●           | ● | —           | ●   | ● | ● | — | ●            | ● | ● | ● | ●  | ● |
|                   |                    | φ100mm                   | <input type="checkbox"/> | — | ● | ● | ●            | — | ● | ● | ●   | ● | ●           | ● | —           | ●   | ● | ● | — | ●            | ● | ● | ● | ●  | ● |
|                   |                    | φ100mm 制御盤内              | <input type="checkbox"/> | — | — | ● | ●            | — | — | ● | ●   | — | ●           | ● | —           | —   | ● | ● | — | —            | ● | ● | — | ●  | ● |
|                   | 左                  | φ25mm                    | <input type="checkbox"/> | ○ | ○ | ○ | ○            | ○ | ○ | ○ | ○   | ○ | ○           | ○ | ○           | ○   | ○ | ○ | ○ | ○            | ○ | ○ | ○ | ○  | ○ |
|                   |                    | φ50mm                    | <input type="checkbox"/> | ○ | ○ | ○ | ○            | ○ | ○ | ○ | ○   | ○ | ○           | ○ | ○           | ○   | ○ | ○ | ○ | ○            | ○ | ○ | ○ | ○  | ○ |
|                   |                    | φ70mm                    | <input type="checkbox"/> | ● | ● | ● | ●            | ● | ● | ● | ●   | ● | ●           | ● | ●           | ●   | ● | ● | ● | ●            | ● | ● | ● | ●  | ● |
|                   |                    | φ100mm                   | <input type="checkbox"/> | ○ | ○ | ○ | ○            | ○ | ○ | ○ | ○   | ○ | ○           | ○ | ○           | ○   | ○ | ○ | ○ | ○            | ○ | ○ | ○ | ○  | ○ |
|                   |                    | φ150mm                   | <input type="checkbox"/> | — | ● | ● | ●            | ● | ● | ● | ●   | ● | ●           | ● | ●           | ●   | ● | ● | — | ●            | ● | ● | ● | ●  | ● |
|                   |                    | フラットケーブル孔                | <input type="checkbox"/> | ● | ● | ● | ●            | ● | ● | ● | ●   | ● | ●           | ● | ●           | ●   | ● | ● | ● | ●            | ● | ● | ● | ●  | ● |
|                   | 天井                 | φ25mm                    | <input type="checkbox"/> | ○ | ○ | ○ | ○            | ○ | ○ | ○ | ○   | ○ | ○           | ○ | —           | —   | — | — | ○ | ○            | ○ | ○ | ○ | ○  | ○ |
|                   |                    | φ50mm                    | <input type="checkbox"/> | ○ | ○ | ○ | ○            | ○ | ○ | ○ | ○   | ○ | ○           | ○ | —           | —   | — | — | ○ | ○            | ○ | ○ | ○ | ○  | ○ |
| φ70mm             |                    | <input type="checkbox"/> | ●                        | ● | ● | ● | ●            | ● | ● | ● | ●   | ● | ●           | — | —           | —   | — | ● | ● | ●            | ● | ● | ● | ●  |   |
| φ100mm            |                    | <input type="checkbox"/> | ○                        | ○ | ○ | ○ | ○            | ○ | ○ | ○ | ○   | ○ | ○           | — | —           | —   | — | ○ | ○ | ○            | ○ | ○ | ○ | ○  |   |
| φ150mm            |                    | <input type="checkbox"/> | —                        | — | ● | ● | —            | — | ● | ● | ●   | ● | ●           | — | —           | —   | — | — | — | ●            | ● | ● | ● | ●  |   |
| フラットケーブル孔         |                    | <input type="checkbox"/> | ●                        | ● | ● | ● | ●            | ● | ● | ● | ●   | ● | ●           | — | —           | —   | — | ● | ● | ●            | ● | ● | ● | ●  |   |

プラチナスJシリーズ

ご希望の機種(型式)、オプションの□にチェックを入れ、見積依頼などにご利用ください。

型式： ● 装置購入時にのみ装備が可能    ○ 装置購入後にも装備が可能

| カタログ掲載ページ | オプション名                     | <input checked="" type="checkbox"/> | PR        | PL        | PL-ECO     | PSL       | PDR/PDL | PCR | PHP | PU        | PU-ECO     | PG        |
|-----------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|-----|-----|-----------|------------|-----------|
| P.30      | ケーブル孔用ゴム栓                  | <input type="checkbox"/>            | ○         | ○         | ○          | ○         | ○       | ○   | ○   | ○         | ○          | ○         |
| P.31      | ケーブル孔着脱式端子台                | <input type="checkbox"/>            | ○         | ○         | ○          | ○         | ○       | ○   | ○   | ○         | ○          | ○         |
| P.31      | 槽内壁面端子台                    | <input type="checkbox"/>            | ○         | ○         | ○          | ○         | ○       | ○   | ○   | ○         | ○          | ○         |
| P.31      | ケーブル孔用露受け<br>(左側面用)        | <input type="checkbox"/>            | ●         | ●         | ●          | ●         | ●       | ●   | ●   | ●         | ●          | ●         |
| P.32      | ワイドビュー扉*<br>(2～4型)         | <input type="checkbox"/>            | ○         | ○         | —          | —         | —       | —   | —   | ○         | —          | —         |
| P.32      | ワイドビュー扉用スクリーン<br>(2～4型)    | <input type="checkbox"/>            | ●         | ●         | —          | —         | —       | —   | —   | ●         | —          | —         |
| P.32      | ワイドビュー扉操作孔付き*<br>(3型、4型)   | <input type="checkbox"/>            | ●         | ●         | —          | —         | —       | —   | —   | ●         | —          | —         |
| P.32      | 液晶ブラインド                    | <input type="checkbox"/>            | ●         | ●         | ●          | ●         | ●       | ●   | ●   | ●         | ●          | ●         |
| P.33      | 扉用操作孔 ※標準観測窓付き扉用<br>(2～4型) | <input type="checkbox"/>            | ●         | ●         | —          | ●         | ●       | —   | ●   | ●         | —          | ●         |
| P.33      | 観測窓なし扉                     | <input type="checkbox"/>            | ●         | ●         | ●          | ●         | ●       | ●   | ●   | ●         | ●          | ●         |
| P.33      | 内扉 ※操作孔有無を選択               | <input type="checkbox"/>            | ●         | ●         | ●<br>操作孔なし | ●         | ●       | —   | ●   | ●         | ●<br>操作孔なし | ●         |
| P.34      | フロストフリー範囲拡大                | <input type="checkbox"/>            | ●<br>2～4型 | ●<br>2～4型 | ●          | ●         | ●       | ●   | —   | ●<br>2～4型 | ●          | ●         |
| P.34      | 低温低湿制御範囲拡大                 | <input type="checkbox"/>            | —         | —         | —          | —         | ●       | —   | —   | —         | —          | —         |
| P.34      | 高温制御範囲拡大 +150℃             | <input type="checkbox"/>            | ●         | ●         | ●          | ●         | —       | —   | —   | ●         | ●          | ●         |
| P.34      | 高温制御範囲拡大 +180℃             | <input type="checkbox"/>            | ●         | ●         | ●          | ●<br>2型のみ | —       | —   | —   | ●         | ●          | ●<br>2型のみ |
| P.34      | デフロスト機能                    | <input type="checkbox"/>            | ●<br>2～4型 | ●<br>2～4型 | ●          | ●         | ●       | ●   | —   | ●<br>2～4型 | ●          | ●         |
| P.34      | 霜付き低減弁                     | <input type="checkbox"/>            | ●         | ●         | ●          | ●         | ●       | ●   | —   | ●         | ●          | ●         |
| P.34      | 設定温(湿)度到達出力端子              | <input type="checkbox"/>            | ●         | ●         | ●          | ●         | ●       | ●   | ●   | ●         | ●          | ●         |
| P.34      | 風速可変                       | <input type="checkbox"/>            | ○         | ○         | ○          | ○         | —       | —   | ○   | ○         | ○          | ○         |
| P.34      | 試料用電源制御ボックス                | <input type="checkbox"/>            | ○         | ○         | ○          | ○         | ○       | ○   | ○   | ○         | ○          | ○         |
| P.35      | 試料温度制御                     | <input type="checkbox"/>            | ○         | ○         | —          | ○         | ○       | ○   | ○   | ○         | —          | ○         |
| P.35      | 静電容量型<br>湿度センサー制御方式        | <input type="checkbox"/>            | ●         | ●         | ●          | ●         | ●       | ●   | ●   | —         | —          | —         |

\* 低GWP冷媒をご希望の場合は、ご相談ください。

プラチナスJシリーズ

ご希望の機種(型式)、オプションの□にチェックを入れ、見積依頼などにご利用ください。

型 式： ● 装置購入時にのみ装備が可能 ○ 装置購入後にも装備が可能

| カタログ<br>掲載ページ | オプション名                      | <input checked="" type="checkbox"/> | PR | PL | PL-<br>ECO | PSL | PDR/<br>PDL | PCR | PHP | PU | PU-<br>ECO | PG |
|---------------|-----------------------------|-------------------------------------|----|----|------------|-----|-------------|-----|-----|----|------------|----|
| P.35          | タイムアップ出力端子                  | <input type="checkbox"/>            | ●  | ●  | ●          | ●   | ●           | ●   | ●   | ●  | ●          | ●  |
| P.35          | タイムシグナル出力端子                 | <input type="checkbox"/>            | ●  | ●  | ●          | ●   | ●           | ●   | ●   | ●  | ●          | ●  |
| P.36          | 記録計 ペーパーレス                  | <input type="checkbox"/>            | ○  | ○  | ○          | ○   | ○           | ○   | ○   | ○  | ○          | ○  |
| P.36          | 記録計 チャート式                   | <input type="checkbox"/>            | ○  | ○  | ○          | ○   | ○           | ○   | ○   | ○  | ○          | ○  |
| P.36          | 記録計用配線                      | <input type="checkbox"/>            | ○  | ○  | ○          | ○   | ○           | ○   | ○   | ○  | ○          | ○  |
| P.36          | 記録計用出力端子<br>温湿度・ヒーター出力      | <input type="checkbox"/>            | ○  | ○  | ○          | ○   | ○           | ○   | ○   | —  | —          | —  |
| P.36          | 記録計用出力端子<br>乾湿球温度           | <input type="checkbox"/>            | ○  | ○  | ○          | ○   | ○           | ○   | ○   | ○  | ○          | ○  |
| P.36          | 温度測定用センサー                   | <input type="checkbox"/>            | ○  | ○  | ○          | ○   | ○           | ○   | ○   | ○  | ○          | ○  |
| P.36          | 湿球用ウィック                     | <input type="checkbox"/>            | ○  | ○  | ○          | ○   | ○           | ○   | ○   | —  | —          | —  |
| P.36          | 通信機能                        | <input type="checkbox"/>            | ○  | ○  | ○          | ○   | ○           | ○   | ○   | ○  | ○          | ○  |
| P.36          | 通信ケーブル                      | <input type="checkbox"/>            | ○  | ○  | ○          | ○   | ○           | ○   | ○   | ○  | ○          | ○  |
| P.37          | 消費電力計                       | <input type="checkbox"/>            | ○  | ○  | ○          | ○   | ○           | ○   | ○   | ○  | ○          | ○  |
| P.37          | 収納型コンソールテーブル<br>(3型、4型)     | <input type="checkbox"/>            | ●  | ●  | ●          | ●   | ●           | —   | ●   | ●  | ●          | ●  |
| P.37          | カメラ                         | <input type="checkbox"/>            | ○  | ○  | ○          | ○   | ○           | ○   | ○   | ○  | ○          | ○  |
| P.38          | 追加温度過昇防止器                   | <input type="checkbox"/>            | ○  | ○  | ○          | ○   | ○           | ○   | ○   | ○  | ○          | ○  |
| P.38          | 警報出力端子<br>※制御盤内は後付不可        | <input type="checkbox"/>            | ○  | ○  | ○          | ○   | ○           | ○   | ○   | ○  | ○          | ○  |
| P.38          | 温度過冷防止器                     | <input type="checkbox"/>            | ○  | ○  | ○          | ○   | ○           | ○   | ○   | ○  | ○          | ○  |
| P.38          | 外部機器異常時入力端子                 | <input type="checkbox"/>            | ●  | ●  | ●          | ●   | ●           | ●   | ●   | ●  | ●          | ●  |
| P.38          | 扉開閉時出力端子                    | <input type="checkbox"/>            | ○  | ○  | ○          | ○   | ○           | ○   | ○   | ○  | ○          | ○  |
| P.38          | トラブルブザー                     | <input type="checkbox"/>            | ○  | ○  | ○          | ○   | ○           | ○   | ○   | ○  | ○          | ○  |
| P.38          | 状態表示タワー                     | <input type="checkbox"/>            | ○  | ○  | ○          | ○   | ○           | ○   | ○   | ○  | ○          | ○  |
| P.38          | 主電源スイッチ<br>(AC 380V、400V仕様) | <input type="checkbox"/>            | ○  | ○  | ○          | ○   | ○           | ○   | ○   | ○  | ○          | ○  |

プラチナスJシリーズ

ご希望の機種（型式）、オプションの□にチェックを入れ、見積依頼などにご利用ください。

型式： ● 装置購入時にのみ装備が可能    ○ 装置購入後にも装備が可能

| カタログ掲載ページ | オプション名                        | <input checked="" type="checkbox"/> | PR | PL | PL-ECO | PSL | PDR/PDL | PCR | PHP      | PU | PU-ECO | PG |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------------|----|----|--------|-----|---------|-----|----------|----|--------|----|
| P.38      | 回転表示灯                         | <input type="checkbox"/>            | ○  | ○  | ○      | ○   | ○       | ○   | ○        | ○  | ○      | ○  |
| P.38      | 電源キー                          | <input type="checkbox"/>            | ○  | ○  | ○      | ○   | ○       | ○   | ○        | ○  | ○      | ○  |
| P.38      | 主電源表示灯                        | <input type="checkbox"/>            | ○  | ○  | ○      | ○   | ○       | ○   | ○        | ○  | ○      | ○  |
| P.39      | 非常停止スイッチ                      | <input type="checkbox"/>            | ○  | ○  | ○      | ○   | ○       | ○   | ○        | ○  | ○      | ○  |
| P.39      | ケーブル孔用カバー                     | <input type="checkbox"/>            | ●  | ●  | ●      | ●   | ●       | ●   | ●        | ●  | ●      | ●  |
| P.39      | 放圧ベント<br>(2～4型)               | <input type="checkbox"/>            | ●  | ●  | ●      | ●   | ●       | —   | —        | ●  | ●      | ●  |
| P.39      | セーフティドアロック<br>(ダイヤルロック式/レバー式) | <input type="checkbox"/>            | ●  | ●  | ●      | ●   | ●       | ●   | ●        | ●  | ●      | ●  |
| P.39      | 扉電磁ロック                        | <input type="checkbox"/>            | ●  | ●  | ●      | ●   | ●       | ●   | ●        | ●  | ●      | ●  |
| P.40      | 装置用床固定金具                      | <input type="checkbox"/>            | ●  | ●  | ●      | ●   | ●       | ●   | ●        | ●  | ●      | ●  |
| P.40      | 操作部カバー                        | <input type="checkbox"/>            | ●  | ●  | ●      | ●   | ●       | ●   | ●        | ●  | ●      | ●  |
| P.40      | 装置用防水パン                       | <input type="checkbox"/>            | ●  | ●  | ●      | ●   | ●       | ●   | ●        | ●  | ●      | ●  |
| P.40      | 漏水検知システム                      | <input type="checkbox"/>            | ○  | ○  | ○      | ○   | ○       | ○   | ○        | ○  | ○      | ○  |
| P.40      | 槽内天井水滴落下防止                    | <input type="checkbox"/>            | ●  | ●  | ●      | ●   | ●       | —   | 標準<br>装備 | ●  | ●      | ●  |
| P.40      | 冷却器霜付き確認窓                     | <input type="checkbox"/>            | ●  | ●  | ●      | ●   | —       | —   | —        | ●  | ●      | ●  |
| P.41      | 耐食性部品変更<br>(3型、4型)            | <input type="checkbox"/>            | ●  | ●  | ●      | —   | —       | —   | —        | ●  | ●      | —  |
| P.41      | 耐食性加熱器                        | <input type="checkbox"/>            | ●  | ●  | ●      | ●   | —       | —   | —        | ●  | ●      | ●  |
| P.41      | 耐食性冷却器                        | <input type="checkbox"/>            | ●  | ●  | —      | —   | —       | —   | —        | ●  | —      | —  |
| P.41      | 槽内シリコーン量低減対策                  | <input type="checkbox"/>            | ●  | ●  | ●      | ●   | —       | —   | ●        | ●  | ●      | ●  |
| P.42      | 各種データ・報告書・証明書                 | <input type="checkbox"/>            | ●  | ●  | ●      | ●   | ●       | ●   | ●        | ●  | ●      | ●  |
| P.42      | 取扱説明書                         | <input type="checkbox"/>            | ○  | ○  | ○      | ○   | ○       | ○   | ○        | ○  | ○      | ○  |