

<環境試験器短期レンタル>
個別仕様対応

お客様のご要望の装置をご用意いたします!

- ご要望に応じた仕様で、最適な装置を新規製作いたします。
- カタログ掲載のオプションだけではなく、特殊改造も承ります。
- 6ヵ月以上のレンタルご希望のお客様向けのサービスです。

※実際にご契約に至らなくてもOKです!

期間限定
2023年
3月31日
まで

恒温恒湿器を使ってみたいが、
サンプルが
かなりの重量物である…

プラチナスJシリーズ PR-2Jの
槽内床面耐荷重は70kg

- 300kgまで補強した装置を製作可能です。



プロジェクトや開発などで、
レンタル品を導入したい。
安全機能がないと導入できない…

- 状態表示タワーを装備した装置を製作します。

