



■恒温(恒湿)器 ラインアップ

製品名		内容量	特 長	型 式	温度(℃)	温度範囲					温度 変化速度	湿 度	電 圧
					-100	-50	0	50	100	150	200		
小型環境試験器		22.5～64L	卓上型コンパクトタイプ 3段積み対応で省スペース	SH-222、SU-222 SH-242・642・242-2 SU-242・642・242-5 SH-262・662、SU-262・662			-20			オプション			100V
						-40				オプション	180		
						-60				オプション			
小型超低温恒温器 ミニサブゼロ		64L	超低温環境の実現	MC-712 MC-812		-75			100			—	200V
						-85					180		
ライトスペック 恒温(恒湿)器		105～206L	手軽に温湿度環境試験	LH LHL LHU、LU				(外囲温度+10)					100V
							5		85				
							-20						
安定性試験器 (CSH) 低温恒温恒湿器 (CRH)		235～794L	ICHガイドライン 厚生労働省の加速試験 いずれにも適合	CSH CRH			20		75				100V(CSH) 200V(CRH)
							-20		85				
恒温(恒湿)器 プラチナスJ シリーズ		120～800L	恒温恒湿器の デファクトスタンダード 豊富なオプション	PHP PR、PDR、PCR PL、PU、PDL PSL、PG				(外囲温度+10)	100	オプション			200V
							-20						
						-40				オプション	180		
						-70				オプション			
ハイパワー 恒温(恒湿)器 ARシリーズ		220～1100L	急速温度変化と 広範囲の温湿度制御により 幅広い試験へ対応	ARL、ARU ARSF、ARGF ARS、ARG		-45				180	オプション	6℃/分 10℃/分 15℃/分 18℃/分	200V
						-70				180	オプション		
						-75				180	オプション		
HRシリーズ		220～1100L	急速温度変化と 広範囲の温湿度制御により 幅広い試験へ対応	HRS HRG		-70					180	20℃/分 25℃/分	200V
急速温度変化 チャンバー		160L	JEDEC規格に対応	TCC		-70					180	23℃/分	200V
大型恒温(恒湿)器 FDシリーズ		1000L～	大型・大量処理の試験に 最適な試験空間を実現	FDL、FDU FDS、FDG		-40					180		200V
						-70							
恒温恒湿室 ビルドインチャンパー Eシリーズ		2.0～25.1m ² (床面積)	パネル組立式により 部屋タイプの 恒温恒湿環境を実現	TBR、TBUU EBR、EBUU TBL、TBU EBL、EBU TBE、TBF EBE、EBF			-10		80	オプション			200V (オプション 220V、380V)
							-30		80	オプション	120		
							-40		80	オプション			
恒温恒湿室 ビルドインチャンパー ハイパワーシリーズ		2.0～30.4m ² (床面積)	パネル組立式による大型の 急速温度変化を実現 低温から高温対応により 幅広い試験に対応	TBE/TBF EBE/EBF		-70					150	3℃/分	200V 220V 380V 400V
恒温恒湿室 ビルドインチャンパー ドライブインシリーズ		10.5～66.2m ² (床面積)	実車試験の模擬が可能。 車速対応や 気象環境を再現。	TBR、TBUU EBR、EBUU TBL、TBU EBL、EBU TBE、TBF EBE、EBF			-10		60				200V 220V 380V
							-30		60				
							-40		60				