










湿球ウイック使用製品一覧表

注意: ◆価格:参考価格です
 ◆『←の寸法』 センサー挿入部の幅を表示
 ◆型式:FWは箱に表示、WGはウイック1枚ずつのパックに表示

改訂 H29(2017)年4月19日

部品名	形状・材質	箱型式 (ウイック 単体 型式/枚数)	旧型式 (ウイック 単体 型式)	パーツNo.	枚数/箱	標準 価格 (税・ 送料 除く)	製品(製品型式)
湿球ウイック (ファインウイック)	不織布製 センサー1本入れ (9mm) 	FW-1A (WG-101A 24枚入り)	FW-1D (WG-101)	0002678	24枚/箱	¥3,500	●小型環境試験器(SH-**0、**1、**2) ●クライマテック(CSH/CRH-**0) ●中型恒温恒湿器(SMS/SML)
湿球ウイック (ファインウイック)	不織布製 センサー2本入れ (9mm/12mm) 	FW-2E (WG-102E 24枚入り)	FW-2D (WG-102D)	0002683	24枚/箱	¥3,500	●プラチナスA/E ●旧ビルドイン
湿球ウイック (ファインウイック)	不織布製 センサー2本入れ (12mm/12mm) 	FW-3E (WG-103E 24枚入り)	FW-3D (WG-103D)	0002679	24枚/箱	¥3,500	●ライトスペック恒温(恒湿)器 (LH/LHL/LHU-114,LHU-124,LH/LHL/LHU-113,LHU-123) ラボスター(LH/LHL/LHU-112・113) ●ASE-110,210,310 ●ビルトロボ(BLR) ●クリーンプラチナスK/S/F/G (PCR) ●プラチナスドライK/S/F/Gシリー ズ (PDL/PDR ※標準域用)
湿球ウイック (ファインウイック)	不織布製 センサー1本入れ (9mm) 	FW-4H (WG-104H 24枚入り)	FW-4D (WG-104D) FW-4G (WG-104G)	0002680	24枚/箱	¥3,500	●プラチナスK/S/F/Gシリーズ (PH/PR/PL/PSL/IR(OEM)/IX(OEM) (PFL/PWL/PVL) ●ビルドインE/Hシリーズ (TBR/TBL/TBE) ●結露サイクル試験装置(DFTH、 DCTH) ●ハイパワー恒温恒湿器(ARL/ARS)
湿球ウイック (ファインウイック)	不織布製 	FW-5 (WG-105 24枚入り)		0035261	24枚/箱	¥3,500	●プラチナス J シリーズ (PHP/PR/PL/PSL)
湿球ウイック (ファインウイック)	不織布製 	FW-6 (WG-106 24枚入り)		0035788	24枚/箱	¥3,500	●プラチナス J シリーズ (PCR) (PDL/PDR ※標準域用)
クロスウイック	綿布製 センサー1本入れ (8mm) 	HAST用 (13524101P4)	HAST用	0000173	50枚/袋	¥15,000	●HAST(EHS) 高度加速寿命試験装置 (TPC-OOM/MD)
クロスウイック	綿布製 センサー1本入れ (10mm) 	プラチナス 低湿用 (223040101430 0)	低湿用	2681	20枚/袋	¥8,500	●プラチナスドライJ/K/S/F/G (PDL/PDR ※低湿度域専用)
クロスウイック	綿布製 センサー1本入れ (10mm) 5枚重ね 	2140301003700		0018750	1枚/袋	¥1,100	●クライマテック(CSH/CRH) 湿球ウイック乾燥対策ユーザ一用(標 準付属品ではない)