

プラチナスJシリーズ

Q: 現行製品の棚板・棚受は旧製品と互換性がありますか(旧製品に使用可能ですか)。

【型式】PR-1J, PR-2J, PR-3J, PR-4J, PL-1J, PL-2J, PL-3J, PL-4J, PU-1J, PU-2J, PU-3J, PU-4J, PHP-2J, PHP-3J, PHP-4J, PSL-2J, PSL-4J, PG-2J, PG-4J, PDR-3J, PDR-4J, PDL-3J, PDL-4J, PCR-3J

A: 以下の通りです。

【表の見方】

・○: 互換性有

互換性有とは、同じ型同士です。(PR-2JとPR-2S, PR-2JとPL-2Fなど)
(PHPとPHは同じ型と考えて下さい)

PFU・PU・PG用の樹脂製棚板を湿度付モデルに使用しないで下さい
(表面のコーティングが劣化して剥がれ、棚板に鉄錆が発生することがあります)

異なる型同士(例: 2型と3型、1型と2型)は棚板・棚受サイズが異なり、互換性はありません。ただし、PSL-2とPFL-2, PG-2とPFU-2は同じ棚板・棚受サイズです。

・△: 使用できるが、制限有り(棚板に脱落防止フックが付いていない)

・Jシリーズには型式PWL, PWU, PFL, PFUはありません。

1~3型(PR, PL, PH, PU)、2~4型(PHP)、2・3型(PWL, PWU)、3・4型(PDR, PDL)

棚板・棚受 本体	Jシリーズ		Kシリーズ		Sシリーズ		Fシリーズ		Gシリーズ	
	棚板	棚受	棚板	棚受	棚板	棚受	棚板	棚受	棚板	棚受
Jシリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○
Kシリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○
Sシリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○
Fシリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○
Gシリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

2型(PSL, PG)および3型(PFL, PFU)

棚板・棚受 本体	Jシリーズ		Kシリーズ		Sシリーズ		Fシリーズ		Gシリーズ	
	棚板	棚受	棚板	棚受	棚板	棚受	棚板	棚受	棚板	棚受
Jシリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○
Kシリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○
Sシリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○
Fシリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○
Gシリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

4型(PR, PL, PH, PHP, PU, PWL, PWU, PSL, PG)

棚板・棚受 本体	Jシリーズ		Kシリーズ		Sシリーズ		Fシリーズ		Gシリーズ	
	棚板	棚受	棚板	棚受	棚板	棚受	棚板	棚受	棚板	棚受
Jシリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○
Kシリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○
Sシリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○
Fシリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○
Gシリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○