

熱風乾燥器

Q: 現行製品の棚板・棚受は旧製品と互換性がありますか(旧製品に使用可能ですか)。

【型式】LC-114, LC-124, LC-224, LC-234, LC-113, LC-123, LC-223

A: 以下の通りです。

棚板・棚受 本体型式	LC-114用 LC-124用 LC-224用 (共通)		LC-113用 LC-123用 LC-223用 (共通)	
	棚板	棚受	棚板	棚受
LC-114	○	○	○	○
LC-124	○	○	○	○
LC-224	○	○	○	○
LC-113	○	○	○	○
LC-123	○	○	○	○
LC-223	○	○	○	○

○: 互換性あり
×: 互換性なし

(ご参考)
LC-234は旧製品がありません。