

ライトスペック恒温(恒湿)器

Q: 現行製品の棚板・棚受は旧製品と互換性がありますか(旧製品に使用可能ですか)。

【型式】LH-113, LHL-113, LHU-113, LU-113, LH-112, LHL-112, LHU-112, LU-112,  
LH-110, LHL-110, LHU-110, LU-110, LU-124, LHU-124, LU-123, LHU-123

A: 以下の通りです。

本体型式 \ 棚板・棚受	LH/LHL/LHU/ LU-114・113用		LH/LHL/LHU/ LU-112用		LH/LHL/LHU/ LU-110用	
	棚板	棚受	棚板	棚受	棚板	棚受
LH/LHL/ LHU/ LU-114・113	○	○	△	△	△	△
LH/LHL/ LHU/ LU-112	○	○	△	△	△	△
LH/LHL/ LHU/ LU-110	○	○	△	△	△	△

補足:

・LHU/LU-124用棚板・棚受とLHU/LU-123用棚板・棚受  
互換性あり(共通です)。

・LHU/LU-124・123用棚板・棚受と113・112・110用棚板・棚受  
互換性なし(寸法が異なるため)。

○: 互換性あり

×: 互換性なし

△: 使用できるが制限あり

(LH/LHL/LHU/LU-112用およびLH/LHL/LHU/LU-110用  
棚板は脱落防止用フックがない)