

大型乾燥器

Q: 現行製品のオプション棚板は旧製品と互換性がありますか(旧製品に使用可能ですか)。

【型式】 LKS-3B, HLKS-3B, LKS-4C, HLKS-4C

A: 互換性があります。

現行製品のオプション棚板は旧製品と同一です。

- ・LKS-3C・HLKS-3C用オプション棚板=旧製品LKS-3B・HLKS-3B用
- ・LKS-4C・HLKS-4C用オプション棚板=旧製品LKS-4B・HLKS-4B用