

小型超低温恒温器(ミニサブゼロ)

Q: 現行製品の棚板・棚受は旧製品と互換性がありますか(旧製品に使用可能ですか)。

【型式】MC-712, MC-812, MC-711, MC-811, MC-710, MC-810

A: 以下の通りです。

棚板・棚受 本体型式	MC-712用		MC-711用		MC-710用	
	棚板	棚受	棚板	棚受	棚板	棚受
MC-712	○	○	○	○	○	○
MC-711	○	○	○	○	○	○
MC-710	○	○	○	○	○	○

棚板・棚受 本体型式	MC-812用		MC-811用		MC-810用	
	棚板	棚受	棚板	棚受	棚板	棚受
MC-812	○	○	○	○	○	○
MC-811	○	○	○	○	○	○
MC-810	○	○	○	○	○	○

○: 互換性あり