

パーフェクトオープンシリーズ

Q: 現行製品(ヨコ型)の棚板・棚受は旧製品と互換性がありますか(旧製品に使用可能ですか)。

【型式】PH-102, PH-202, PH-302, PH-402, PHH-102, PHH-202, PHH-302, PHH-402, SPH-102, SPH-202, SPH-302, SPH-402, SPHH-102, SPHH-202, SPHH-302, SPHH-402, GPH-102, GPH-202, GP HH-102, GP HH-202, IPH-202, IPHH-202, STPH-102, STPH-202, SSPH-102, SSPH-202, PH-101, PH-201, PH-301, PH-401, PHH-101, PHH-201, PHH-301, PHH-401, SPH-101, SPH-201, SPH-301, SPH-401, SPHH-101, SPHH-201, SPHH-301, SPHH-401, GPH-101, GPH-201, GP HH-101, GP HH-201, IPH-201, IPHH-201, STPH-101, STPH-201, SSPH-101, SSPH-201, PH-100, PH-200, PH-300, PH-400, PHH-100, PHH-200, PHH-300, PHH-400, SPH-100, SPH-200, SPH-300, SPH-400, SPHH-100, SPHH-200, SPHH-300, SPHH-400, GPH-100, GPH-200, GP HH-100, GP HH-200, IPH-200, IPHH-200, STPH-100, STPH-200, SSPH-100, SSPH-200

A: 以下の通りです。

<注意事項>
 PH(H)/GPH(H)/IPH(H)/SPH(H) - 100・200の標準は打抜鋼板製です。
 PH(H)/GPH(H)/IPH(H)/SPH(H) - 101・102・201・202の標準装備の棚板(ワイヤー式棚板)と異なります。

<表の見方> ○: 互換性あり

・1型(SPH(H)、GPH(H)、IPH(H)も同様)

棚板・棚受 本体型式	PH(H) - 102用		PH(H) - 101用		PH(H) - 100用	
	棚板	棚受	棚板	棚受	棚板	棚受
PH(H) - 102	○	○	○	○	○	○
PH(H) - 101	○	○	○	○	○	○
PH(H) - 100	○	○	○	○	○	○

・2型(SPH(H)、GPH(H)、IPH(H)も同様)

棚板・棚受 本体型式	PH(H) - 202用		PH(H) - 201用		PH(H) - 200用	
	棚板	棚受	棚板	棚受	棚板	棚受
PH(H) - 202	○	○	○	○	○	○
PH(H) - 201	○	○	○	○	○	○
PH(H) - 200	○	○	○	○	○	○

・3型(SPH(H)、GPH(H)、も同様)

棚板・棚受 本体型式	PH(H) - 302用		PH(H) - 301用		PH(H) - 300用	
	棚板	棚受	棚板	棚受	棚板	棚受
PH(H) - 302	○	○	○	○	○	○
PH(H) - 301	○	○	○	○	○	○
PH(H) - 300	○	○	○	○	○	○

・4型(SPH(H)、GPH(H)、も同様)

棚板・棚受 本体型式	PH(H) - 402用		PH(H) - 401用		PH(H) - 400用	
	棚板	棚受	棚板	棚受	棚板	棚受
PH(H) - 402	○	○	○	○	○	○
PH(H) - 401	○	○	○	○	○	○
PH(H) - 400	○	○	○	○	○	○

・1型

棚板・棚受 本体型式	STPH/SSPH-102用		STPH/SSPH-101用		STPH/SSPH-100用	
	棚板	棚受	棚板	棚受	棚板	棚受
STPH/SSPH-102	○	○	○	○	○	○
STPH/SSPH-101	○	○	○	○	○	○
STPH/SSPH-100	○	○	○	○	○	○

・2型

棚板・棚受 本体型式	STPH/SSPH-202用		STPH/SSPH-201用		STPH/SSPH-200用	
	棚板	棚受	棚板	棚受	棚板	棚受
STPH/SSPH-202	○	○	○	○	○	○
STPH/SSPH-201	○	○	○	○	○	○
STPH/SSPH-200	○	○	○	○	○	○