

クリーンオープン

Q: 現行製品の棚板・棚受は旧製品と互換性がありますか(旧製品に使用可能ですか)。

【型式】 PVC-210, PVC-230, PVC-330, PVHC-210, PVHC-230, PVHC-330, PVHC-230MS, PVHC-330MS, PVHC-230PS, PVHC-330PS, PVC-211, PVC-231, PVC-331, PVHC-211, PVHC-231, PVHC-331, PVC-211M, PVC-231M, PVC-331M, PVHC-211M, PVHC-231M, PVHC-331M, PVHC-231MS, PVHC-331MS, PVC-212, PVC-232, PVC-332, PVC-212M, PVC-232M, PVC-332M, PVHC-212, PVHC-232, PVHC-332, PVHC-212M, PVHC-232M, PVHC-332M, PVHC-232MS, PVHC-332MS

A: 以下の通りです。

棚板・棚受 本体型式	PV(H)C-212、 PV(H)C-232用		PV(H)C-211、 PV(H)C-231用		PV(H)C-210、 PV(H)C-230用	
	棚板	棚受	棚板	棚受	棚板	棚受
PV(H)C-212、 PV(H)C-232	○	○	○	○	△	×
PV(H)C-211、 PV(H)C-231	○	○	○	○	△	×
PV(H)C-210、 PV(H)C-230	×	×	×	×	○	○

棚板・棚受 本体型式	PV(H)C-332用		PV(H)C-331用		PV(H)C-330用	
	棚板	棚受	棚板	棚受	棚板	棚受
PV(H)C-332	○	○	○	○	△	×
PV(H)C-331	○	○	○	○	△	×
PV(H)C-330	×	×	×	×	○	○

棚板・棚受 本体型式	PV(H)C-232MS用		PV(H)C-231MS用		PV(H)C-230MS、 PV(H)C-230PS用	
	棚板	棚受	棚板	棚受	棚板	棚受
PV(H)C-232MS	○	○	○	○	△	×
PV(H)C-231MS	○	○	○	○	△	×
PV(H)C-230MS、 PV(H)C-230PS	×	×	×	×	○	○

棚板・棚受 本体型式	PV(H)C-332MS用		PV(H)C-331MS用		PV(H)C-330MS、 PV(H)C-330PS用	
	棚板	棚受	棚板	棚受	棚板	棚受
PV(H)C-332MS	○	○	○	○	△	×
PV(H)C-331MS	○	○	○	○	△	×
PV(H)C-330MS、 PV(H)C-330PS	×	×	×	×	○	○

○: 互換性あり
 ×: 互換性なし
 △: 互換性なし。棚板の奥行寸法が短いですが、載せることは可能です。