

小型環境試験器

Q: 現行製品の棚板・棚受は旧製品と互換性がありますか(旧製品に使用可能ですか)。

【型式】SH-222, SH-242, SH-262, SU-222, SU-242, SU-262,
SH-221, SH-241, SH-261, SU-221, SU-241, SU-261,
SH-220, SH-240, SU-220, SU-240

A: 以下の通りです。

棚板・棚受 本体型式	SH/SU- 222・242・262・ 221・241・261用		SH/SU- 220・240用	
	棚板	棚受	棚板	棚受
SH/SU- 222・221	○	○	△	△
SH/SU -242・241	○	○	△	△
SH/SU -262・261	○	○	△	△
SH/SU-220	×	×	○	○
SH/SU-240	×	×	○	○

備考:

・記号の意味

○: 互換性あり

×: 互換性なし

△: 使用できるが制限あり

(220・240用棚板は221・241・261用と異なり、
槽内に棚板を固定する構造ではない)

・SH/SU-222・242・262・221・241・261は
共通の棚板を装備