

液槽冷熱衝撃装置

Q: 現行製品の試料カゴ(取付金具を含む)は旧製品と互換性がありますか(旧製品に使用可能ですか)。

【型式】 TSB-21, TSB-51, TSB-2, TSB-5

A: 以下の通りです。

| 本体型式 \ 試料カゴ | TSB-21用 | TSB-2用 |
|-------------|------------------|------------------|
| | 試料カゴ (取付金具含む) | 試料カゴ (取付金具含む) |
| TSB-21 | ○ | × |
| TSB-2 | × | ○ |

| 本体型式 \ 試料カゴ | TSB-51用 | TSB-5用 |
|-------------|------------------|------------------|
| | 試料カゴ (取付金具含む) | 試料カゴ (取付金具含む) |
| TSB-51 | ○ | × |
| TSB-5 | × | ○ |

○: 互換性あり、×: 互換性なし