

真空オープン

Q: 現行製品のオプション棚板は旧製品と互換性がありますか(旧製品に使用可能ですか)。

【型式】 VAC-101P, VAC-201P, VAC-301P, VAC-100PR, VAC-200PR, VAC-300PR

A: 互換性があります。

現行製品のオプション棚板は旧製品と同一です。

- ・VAC-101P用オプション棚板=VAC-100PR用棚板
- ・VAC-201P用オプション棚板=VAC-200PR用棚板
- ・VAC-301P用オプション棚板=VAC-300PR用棚板