

プラチナスEシリーズ

Q: 圧縮機の原動機の定格出力、フロン(冷媒)の種類と充填量を教えてください。

【型式】PL-1E, PL-1EW, PL-2E, PL-2EW, PL-3E, PL-3EW, PL-4E, PL-4EW

A: 次の通りです。

種類 型式	圧縮機の原動機の 定格出力(kW)	フロン(冷媒)	
		種類	充填量(kg)
PL-1E	1.1	R502	0.7
	0.4	R12	0.5
PL-1EW	1.1	R502	1.3
	0.4	R12	1.2
PL-2E	1.5	R502	0.8
	0.4	R12	0.5
PL-2EW	1.5	R502	1.3
	0.4	R12	1.2
PL-3E	1.5	R502	1.6 [※]
	0.75	R502	
	0.4	R12	0.5
PL-3EW	1.5	R502	2.7 [※]
	0.75	R502	
	0.4	R12	1.2
PL-4E	1.5	R502	0.9
	1.5	R502	0.9
	0.75	R12	0.35
	0.75	R12	0.35
PL-4EW	1.5	R502	1.15
	1.5	R502	1.15
	0.75	R12	0.7
	0.75	R12	0.7

〔ご注意〕 特殊仕様、改造を伴わない標準品のデータです。