

プラチナスEシリーズ

Q: 圧縮機の原動機の定格出力、フロン(冷媒)の種類と充填量を教えてください。

【型式】PSL-2E, PSL-2EW, PSL-4E

A: 次の通りです。

種類 型式	圧縮機の原動機の 定格出力(kW)	フロン(冷媒)		変更時期
		種類	充填量(kg)	
PSL-2E	0.6	R12	0.5	1981年5月以前
	1.5	R502	0.8	
	1.5	R13	0.4	
PSL-2E	0.6	R12	0.5	1981年6月以降
	1.5	R12	0.9	
	1.5	R13	0.4	
PSL-2EW	0.6	R12	1.2	年代による変更無し
	1.5	R502	1.8	
	1.5	R13	0.4	
PSL-4E	0.75	R12	0.7	1981年5月以前
	1.5	R502	0.8	
	1.5	R502	0.8	
	1.5	R13	0.4	
	1.5	R13	0.4	
PSL-4E	0.75	R12	0.7	1981年6月以降
	1.5	R12	0.9	
	1.5	R12	0.9	
	1.5	R13	0.5	
	1.5	R13	0.5	

〔ご注意〕 特殊仕様、改造を伴わない標準品のデータです。