

プラチナスEシリーズ

Q: 圧縮機の原動機の定格出力、フロン(冷媒)の種類と充填量を教えてください。

【型式】PU-1E, PU-1EW, PL-2E, PL-2EW, PL-3E, PL-3EW, PL-4E, PL-4EW

A: 次の通りです。

種類 型式	圧縮機の原動機の 定格出力(kW)	フロン(冷媒)	
		種類	充填量(kg)
PU-1E	1.1	R502	0.7
PU-1EW	1.1	R502	1.3
PU-2E	1.5	R502	0.8
PU-2EW	1.5	R502	1.3
PU-3E	1.5	R502	1.6
	0.75	R502	
PU-3EW	1.5	R502	2.6
	0.75	R502	
PU-4E	1.5	R502	0.9
	1.5	R502	0.9
PU-4EW	1.5	R502	1.25
	1.5	R502	1.25

〔ご注意〕 特殊仕様、改造を伴わない標準品のデータです。