

プラチナスEシリーズ

Q: 圧縮機の原動機の定格出力、フロン(冷媒)の種類と充填量を教えてください。

【型式】PG-2E, PG-2EW, PG-4E

A: 次の通りです。

種類 型式	圧縮機の原動機の 定格出力(kW)	フロン(冷媒)		変更時期
		種類	充填量(kg)	
PG-2E	1.5	R502	0.8	1981年5月以前
	1.5	R13	0.4	
PG-2E	1.5	R12	0.8	1981年6月以降
	1.5	R13	0.4	
PG-2EW	1.5	R502	1.8	年代による変更無し
	1.5	R13	0.4	
PG-4E	1.5	R502	1.6	1981年5月以前
	1.5	R502		
	1.5	R13	0.8	
	1.5	R13		
PG-4E	1.5	R12	1.8	1981年6月以降
	1.5	R12		
	1.5	R13	1.0	
	1.5	R13		

〔ご注意〕 特殊仕様、改造を伴わない標準品のデータです。