

プラチナスGシリーズ

Q: 圧縮機の原動機の定格出力、フロン(冷媒)の種類と充填量を教えてください。

【型式】PH-1G, PH-2G, PH-3G, PH-4G

A: 次の通りです。

種類 型式	圧縮機の原動機の 定格出力(kW)	フロン(冷媒)	
		種類	充填量(kg)
PH-1G	0.25	R502	0.3
PH-2G	0.25	R502	0.3
PH-3G	0.25	R502	0.3
PH-4G	0.25	R502	0.3
	0.25	R502	0.3

〔ご注意〕 特殊仕様、改造を伴わない標準品のデータです。