

プラチナスGシリーズ

Q: 圧縮機の原動機の定格出力、フロン(冷媒)の種類と充填量を教えてください。

【型式】PR-1G, PR-1GW, PR-2G, PR-2GW, PR-3G, PR-3GW, PR-4G, PR-4GW

A: 次の通りです。

種類 型式	圧縮機の原動機の 定格出力(kW)	フロン(冷媒)	
		種類	充填量 (kg)
PR-1G	0.4	R502	0.5
PR-1GW	0.4	R502	0.4
PR-2G	0.4	R502	0.5
PR-2GW	0.4	R502	0.4
PR-3G	0.6	R502	0.5
PR-3GW	0.6	R502	0.4
PR-4G	0.75	R502	0.7
PR-4GW	0.75	R502	0.6

〔ご注意〕 特殊仕様、改造を伴わない標準品のデータです。