

プラチナスGシリーズ

Q: フロン冷媒の種類と充填量を教えてください。

【型式】PDL-4G

A: 次の通りです。

※PDLは「本体と除湿機(天井置きタイプ)」
もしくは「本体と除湿機(横置きタイプ)」にて構成されています。

[単位:g]

種類 型式	備考	R502
PDL-4G	本体(チャンバー)側	約 2100
PDL-4G	除湿機 天井置きタイプ°	約 800
PDL-4G	除湿機 横置き(現行品)タイプ°	約 1000

〔ご注意〕 特殊仕様、改造を伴わない標準品のデータです。