

プラチナスSシリーズ

Q: 圧縮機の原動機の定格出力、フロン(冷媒)の種類と充填量を教えてください。

【型式】PH-1S, PH-2S, PH-3S, PH-4S

A: 次の通りです。

| 種類 型式 | 圧縮機の原動機の 定格出力(kW) | フロン(冷媒) | |
|----------|----------------------|---------|---------|
| | | 種類 | 充填量(kg) |
| PH-1S | 0.3 | R22 | 0.5 |
| PH-2S | 0.3 | R22 | 0.5 |
| PH-3S | 0.3 | R22 | 0.5 |
| PH-4S | 0.65 | R22 | 0.6 |

〔ご注意〕 特殊仕様、改造を伴わない標準品のデータです。