

プラチナスSシリーズ

Q: 圧縮機の原動機の定格出力、フロン(冷媒)の種類と充填量を教えてください。

【型式】PSL-2S, PSL-4S

A: 次の通りです。

| 種類 型式 | 圧縮機の原動機の 定格出力(kW) | フロン(冷媒) | |
|----------|----------------------|---------|-------------------|
| | | 種類 | 充填量(kg) |
| PSL-2S | 1.5 | R22 | 1.3 [※] |
| | 2.0 | R508A | 0.5 [※] |
| PSL-4S | 1.5 | R22 | 1.35 [※] |
| | 2.0 | R508A | 0.45 [※] |
| | 1.5 | R22 | 1.35 [※] |
| | 2.0 | R508A | 0.45 [※] |

〔ご注意〕 特殊仕様、改造を伴わない標準品のデータです。

※ 空冷、水冷共通の充填量です。