

プラチナスKシリーズ

Q: 圧縮機の原動機の定格出力、フロン(冷媒)の種類と充填量を教えてください。

【型式】PSL-2K, PSL-4K

A: 次の通りです。

種類 型式	圧縮機の原動機の 定格出力(kW)	フロン(冷媒)		変更時期
		種類	充填量(kg)	
PSL-2K	1.5	R22	1.4	1998年以前
	1.5	R508A	0.5	
PSL-2K	1.5	R404A	1.2	1999年1月よりHFC使用
	1.5	R508A	0.5	
PSL-4K	1.5	R22	1.4	1998年以前
	1.5	R508A	0.45	
	1.5	R22	1.4	
	1.5	R508A	0.45	
PSL-4K	1.5	R404A	1.2	1999年1月よりHFC使用
	1.5	R508A	0.55	
	1.5	R404A	1.2	
	1.5	R508A	0.55	

〔ご注意〕 特殊仕様、改造を伴わない標準品のデータです。