

クリーンオープン

Q: アスベストの含有の有無、使用部位、種類、使用量を教えてください。

A: 以下の通りです。

型式	アスベスト有無	使用部位(有の場合)	種類	概算使用量(g)	アスベスト含有部材の使用時期
RCOF-2210	有	①ケーブル孔断熱リング ②内槽受	①クリソタイル(白) ②アモサイト(茶)、 クリソタイル(白)	① 10 ② 160	①生産終了まで ②生産終了まで
RCOF-2220	有	①ケーブル孔断熱リング ②内槽受	①クリソタイル(白) ②アモサイト(茶)、 クリソタイル(白)	① 10 ② 200	①生産終了まで ②生産終了まで
RCOF-2230	有	①ケーブル孔断熱リング ②内槽受	①クリソタイル(白) ②アモサイト(茶)、 クリソタイル(白)	① 10 ② 250	①生産終了まで ②生産終了まで
RCOF-2240	有	①ケーブル孔断熱リング ②内槽受	①クリソタイル(白) ②アモサイト(茶)、 クリソタイル(白)	① 10 ② 400	①生産終了まで ②生産終了まで
RCOF-2310	有	①ケーブル孔断熱リング ②内槽受	①アモサイト(茶)、 クリソタイル(白)	① 10 ② 160	①生産終了まで ②生産終了まで
RCOF-2320	有	①ケーブル孔断熱リング ②内槽受	①アモサイト(茶)、 クリソタイル(白)	① 10 ② 200	①生産終了まで ②生産終了まで
RCOF-2330	有	①ケーブル孔断熱リング ②内槽受	①アモサイト(茶)、 クリソタイル(白)	① 10 ② 250	①生産終了まで ②生産終了まで
RCOF-2340	有	①ケーブル孔断熱リング ②内槽受	①アモサイト(茶)、 クリソタイル(白)	① 10 ② 400	①生産終了まで ②生産終了まで

【表の見方】

- ・OP: オプションです。装備時のみ該当します。
- ・概算使用量『-』: 使用量は不明です。

【ご注意】

1. 通常の使用時には、飛散する可能性は低いです。
2. 上記の情報は標準品について、2010年12月現在、判明している情報です。特殊仕様など製品によって当てはまらない場合があります。

[使用位置図]

