

安定性試験器

Q: 圧縮機の原動機の定格出力、フロン(冷媒)の種類と充填量を教えてください。

【型式】CSH-111, CSH-121

A: 次の通りです。

型式	種類	圧縮機の原動機の 定格出力(kW)	フロン(冷媒)	
			種類	充填量(kg)
CSH-111		0.17	本体のフロン銘板をご確認ください	
CSH-121		0.17	本体のフロン銘板をご確認ください	

〔ご注意〕 特殊仕様、改造を伴わない標準品のデータです。