

小型超低温恒温器(ミニサブゼロ)

Q: 圧縮機の原動機の定格出力、フロン(冷媒)の種類と充填量を教えてください。

【型式】MC-71, MC-81

A: 次の通りです。

種類 型式	圧縮機の原動機の 定格出力(kW)	フロン(冷媒)	
		種類	充填量(kg)
MC-71	0.6	R12	0.6
	0.4	R13	0.1
MC-81	0.75	R502	0.6
	0.6	R503	0.1

〔ご注意〕 特殊仕様、改造を伴わない標準品のデータです。