

小型超低温恒温器(ミニサブゼロ)

Q: 圧縮機の原動機の定格出力、フロン(冷媒)の種類と充填量を教えてください。

【型式】 MC-710, MC-810

A: 次の通りです。

種類 型式	圧縮機の原動機の 定格出力(kW)	フロン(冷媒)		備考
		種類	充填量(kg)	
MC-710	0.6	R12	0.5	1993年8月まで
	0.4	R13	0.1	
	0.6	R412A (TP5R)	0.5	1993年9月より
	0.4	R508A (TP5R3)	0.1	
	0.65	R404A	0.5	1998年9月より
	0.4	R508A (TP5R3)	0.1	
MC-810	0.75	R502	0.7	1993年8月まで
	0.6	R503	0.1	
	0.75	R509A (TP5R2)	0.7	1993年9月より
	0.6	R508A (TP5R3)	0.1	
	0.8	R404A	0.6	1998年9月より
	0.65	R508A (TP5R3)	0.1	

〔ご注意〕 特殊仕様、改造を伴わない標準品のデータです。