

小型環境試験器

Q: 圧縮機の原動機の定格出力、フロン(冷媒)の種類と充填量を教えてください。

【型式】SH-220, SH-240, SU-220, SU-240

A: 次の通りです。

種類 型式	圧縮機の原動機の 定格出力(kW)	フロン(冷媒)		備考
		種類	充填量(kg)	
SH-220	0.2	R502	0.3	1994年8月以前
	0.18	R22	0.4	1994年9月より
	0.2	R404A	0.43	1999年9月より S.No91005291～
SH-240	0.4	R502	0.5	1994年8月以前
	0.35	R509A	0.4	1994年9月より S.No91001776～
	0.4	R404A	0.28	1999年9月より S.No91005291～
SU-220	0.2	R502	0.3	1994年8月以前
	0.18	R22	0.4	1994年9月より
	0.2	R404A	0.43	1999年9月より S.No91005291～
SU-240	0.4	R502	0.3	1994年8月以前
	0.35	R509A	0.4	1994年9月より S.No91001776～
	0.4	R404A	0.28	1999年9月より S.No91005291～

〔ご注意〕 特殊仕様、改造を伴わない標準品のデータです。