

小型環境試験器

Q: 圧縮機の原動機の定格出力、フロン(冷媒)の種類と充填量を教えてください。

【型式】SH-221, SH-241, SH-261, SH-641, SH-661, SU-221, SU-241, SU-261, SU-641, SU-661

A: 次の通りです。

種類 型式	圧縮機の原動機の 定格出力(kW)	フロン(冷媒)		備考
		種類	充填量(kg)	
SH-221	0.4	R404A	1.0未満	2001年12月より
SH-241	0.4	R404A	1.0未満	2001年12月より
SH-261	0.4	R404A	1.0未満	1999年9月より
	0.4	R23	1.0未満	
SH-641	0.4	R404A	1.0未満	2002年8月より
	0.4	R23	1.0未満	
SH-661	0.4	R404A	1.0未満	2002年8月より
	0.4	R23	1.0未満	
SU-221	0.4	R404A	1.0未満	2001年12月より
SU-241	0.4	R404A	1.0未満	2001年12月より
SU-261	0.4	R404A	1.0未満	2002年8月より
	0.4	R23	1.0未満	
SU-641	0.4	R404A	1.0未満	2002年8月より
	0.4	R23	1.0未満	
SU-661	0.4	R404A	1.0未満	2002年8月より
	0.4	R23	1.0未満	

〔ご注意〕 特殊仕様、改造を伴わない標準品のデータです。

実機のフロン銘板と上記の充填量が異なる場合は銘板の記載値を適用して下さい。