

ライトスペック恒温(恒湿)器

Q: 圧縮機の原動機の定格出力、フロン(冷媒)の種類と充填量を教えてください。

【型式】LHL-110, LHU-110, LU-110, LHL-111

A: 次の通りです。

| 種類 型式 | 圧縮機の原動機の 定格出力(kW) | フロン(冷媒) | |
|----------|----------------------|---------|---------|
| | | 種類 | 充填量(kg) |
| LHL-110 | 0.11 | R12 | 0.3 |
| LHU-110 | 0.2 | R12 | 0.41 |
| LU-110 | 0.2 | R12 | 0.41 |
| LHL-111 | 0.2 | R12 | 0.3 |

〔ご注意〕 特殊仕様、改造を伴わない標準品のデータです。