

ライトスペック恒温(恒湿)器

Q: 圧縮機の原動機の定格出力、フロン(冷媒)の種類と充填量を教えてください。

【型式】LHL-112, LHU-112, LU-112

A: 次の通りです。

種類 型式	圧縮機の原動機の 定格出力(kW)	フロン(冷媒)		備考
		種類	充填量(kg)	
LHL-112	0.125	R12	0.3	
	0.1	R134a	0.3	1994年9月より
LHU-112	0.175	R12	0.3	
	0.18	R134a	0.3	1994年7月より
LU-112	0.17	R12	0.3	
	0.18	R134a	0.3	1994年7月より

〔ご注意〕 特殊仕様、改造を伴わない標準品のデータです。