

ライトスペック恒温(恒湿)器

Q: 圧縮機の原動機の定格出力、フロン(冷媒)の種類と充填量を教えてください。

【型式】LHL-113, LHU-113, LU-113, LHU-123, LU-123

A: 次の通りです。

種類 型式	圧縮機の原動機の 定格出力(kW)	フロン(冷媒)	
		種類	充填量(kg)
LHL-113	0.1	本体のフロン銘板をご確認ください	
LHU-113	0.25	本体のフロン銘板をご確認ください	
LU-113	0.25	本体のフロン銘板をご確認ください	
LHU-123	0.4	本体のフロン銘板をご確認ください	
LU-123	0.4	本体のフロン銘板をご確認ください	

〔ご注意〕 特殊仕様、改造を伴わない標準品のデータです。